

# Sicherheitshinweise & bestimmungsgemäße Verwendung



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung der FLipMouse. Abweichende Verwendung oder Missachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden führen, für diese Schäden kann die AsTeRICS nicht haftbar gemacht werden!

- Gute motorische Fähigkeiten sind vorausgesetzt! Nutzen Sie das Gerät nicht wenn unbeabsichtigte Bewegungen möglich sein könnten (z.B.: Spasmen, Epilepsie, Tourette Syndrome)
- Reinigen Sie das Mundstück alle 7 Tage (Dokument "Reinigungshinweise")
- Nutzen Sie das Gerät nicht bei erhöhtem Speichelfluss. Sie können das Gerät in diesem Fall als Fingermaus verwenden.
- Das Gerät darf in keinem Fall in Kombination mit anderen Medizingeräten oder sicherheitsrelevanten Geräten verwendet werden!
- Die FLipMouse darf ausschließlich mit Unterhaltungselektronik verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Anwender:innen. Bei einer Infektionskrankheit muss das Mundstück in Abstimmung mit einem Arzt regelmäßig ausgetauscht werden
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosiven Umgebungen (Sauerstoff)